



Expect more.

MedRF4000[®]

Alle Radiofrequenzbehandlungen.
1 Gerät.



Tragbares Gerät

Touchscreen mit
benutzerfreundlicher Schnittstelle

Voreingestellte Konfigurationen
für jede Behandlung

Gekippter Bildschirm für
bessere Sicht

Anschluss für diverse
Verbrauchsmaterialien

Expect more.

Von jedem neuen Gerät wird erwartet, dass es besser ist als das letzte, dass es mehr kann. Das gilt für alle Märkte - Haushalt, Industrie und Medizin.

Aus diesem Grund hat F Care Systems das brandneue MedRF4000® entwickelt - das weltweit erste Gerät, das ausschließlich mit Radiofrequenz arbeitet und mit dem sich alle denkbaren alle denkbaren Erkrankungen, die auf Hochfrequenzenergie ansprechen.

Wenn Sie daran interessiert sind, die fortschrittlichsten Techniken anzubieten, dann ist der MedRF4000® genau das Richtige für Sie.

Das Prinzip der Thermokoagulation garantiert einen wirksamen Eingriff in nur wenigen Minuten - es ist sicher, zuverlässig, anpassungsfähig und minimiert die Komplikationen für Ihren Patienten.

Mehr Behandlungen.

Erweitern Sie Ihr Behandlungsspektrum über viele Fachgebiete hinweg. Der MedRF4000® ist ein intelligenter All-in-One-Generator, an den Sie eine Vielzahl einzigartiger, firmeneigener Einwegprodukte anschließen können, je nachdem, welche Erkrankung Sie behandeln möchten.

Zukunftssichere Aufrüstbarkeit - sobald neue Anwendungen entwickelt werden, werden Upgrades veröffentlicht. Es ist lediglich eine einfache Softwareinstallation erforderlich. Danach kann man mit einem einfachen Tippen auf den Touchscreen zwischen den Behandlungen wechseln.

Ein Gerät für mehrere Behandlungen: Das MedRF4000® ist garantiert eine kosteneffiziente Investition für Krankenhäuser und Kliniken, die ihren Bauchchirurgen, Proktologen, Kolorektal- und Gefäßchirurgen ein komplettes Behandlungspaket anbieten.




Derzeit können mit dem MedRF4000® unter anderem folgende Erkrankungen behandelt werden:

- Teleangiektasien
- Kollateral- und Perforansvenen
- Saphenavenen
- Hämorrhoiden
- Analfisteln

Mehr Informationen.

Das MedRF4000® unterstützt den Anwender während der Behandlung durch die Bereitstellung von Echtzeitinformationen. Dies bedeutet, dass er die volle Kontrolle behält und den Patienten über den Fortschritt informieren kann. Das Gerät führt sie von Anfang bis Ende durch das Verfahren und gewährleistet so eine erfolgreiche Behandlung.



Als Reaktion auf das Feedback von medizinischen Fachkräften hat F Care Systems ein neues vertikales Farbdisplay entwickelt. Die Schnittstelle ist sehr umfangreich und dennoch intuitiv. Der geneigte Touchscreen mit Nachtsichtmodus gewährleistet auch in dunklen Operationssälen eine einwandfreie Übersichtlichkeit und lässt sich auch mit sterilen Handschuhen leicht bedienen.



Mehr Zeit.

Das MedRF4000® spart dem Arzt und dem Patienten Zeit und ermöglicht mehr Behandlungen pro Sitzung. Wartelisten können abgeschafft werden.


Die meisten Radiofrequenzbehandlungen können ambulant durchgeführt werden, ohne dass eine Vollnarkose oder eine Einweisung in ein Krankenhaus erforderlich ist; oft ist nur eine örtliche Betäubung und eine minimale Nachbehandlung erforderlich. Der Patient kann schnell zu seinen täglichen Aktivitäten zurückkehren.

Alle Behandlungsdaten, einschließlich der Einstellungen, der verbrauchten Energie und der benötigten Zeit, werden sicher im Speicher des Systems abgelegt und können mit einem USB-Datenstick leicht abgerufen werden. Dies vereinfacht die Übertragung der Informationen in die Patientenakte und die anschließende Nachbereitung erheblich.

Wenn das System um eine neue Behandlungsoption erweitert werden soll, installieren wir einfach das Software-Upgrade, ohne dass es zu Ausfallzeiten kommt.


Mehr Flexibilität.

Das MedRF4000® passt sich an die Bedürfnisse Ihrer Praxis und Ihrer Patienten an. Das Hinzufügen neuer Behandlungsoptionen ist schnell und einfach. Rufen Sie uns einfach für eine kostenlose Softwareinstallation an. Sie zahlen nur für die neuen Verbrauchsmaterialien.



Auch die Einstellungen sind flexibel. Für jede Behandlung wählen Sie die vorkonfigurierten Einstellungen aus oder Sie passen die Einstellungen manuell an. Sie haben die Kontrolle. In den meisten Fällen ist es "Plug and Play".

Darüber hinaus ist das MedRF4000® ein kompaktes und tragbares Gerät - nützlich, wenn es an verschiedenen Orten benötigt wird oder wenn es bei Nichtgebrauch verstaut werden soll.



Einfaches Umschalten zwischen den Behandlungen durch einfaches Antippen des Touchscreens

Mehr Komfort.

Die Thermokoagulation ist nachweislich sicher und effizient, ohne das umliegende Gewebe wesentlich zu schädigen. Durch die einzigartige Form der Radiowellen wird eine Überhitzung vermieden und somit die Möglichkeit von intra- oder postoperativen Schmerzen reduziert. Die Bedienung über ein Fußpedal ermöglicht eine vollständige Kontrolle und sorgt für sofortige Temperaturänderungen.

Die Risiken sind minimal. Eine örtliche Betäubung ist ausreichend, so dass der Komfort für den Patienten während und nach dem Eingriff erhalten bleibt. Die Symptome verschwinden bald nach der Behandlung, das Risiko von postoperativen Schmerzen oder anderen Komplikationen ist minimal und ein Krankenhausaufenthalt ist nicht erforderlich.







Mehr Zukunft.

Der MedRF4000® ist eine zukunftssichere Investition, um Behandlungen anzubieten, die sich ständig weiterentwickeln. Die kontinuierliche Innovation durch das Forschungs- und Entwicklungsteam von F Care Systems wird für immer mehr Anwendungen und Behandlungsoptionen sorgen, die alle durch ein einfaches Upgrade mit demselben Gerät angeboten werden können. Die Möglichkeiten sind endlos - Radiofrequenz ist die Behandlung der Zukunft.

Beim MedRF4000® dreht sich alles um Hochfrequenz. Unabhängig von der Anwendung ist dieses einzigartige, hochmoderne RF-Gerät das einzige, das Sie jemals benötigen werden.



Die vier Phasen der Thermokoagulation

-  Ionische Erregung
-  Dehydrierung des Gewebes
-  Denaturierung von Proteinen
-  Koagulation durch thermische Zerstörung

| Technische Date | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen | H 185 mm x T 245 mm x B 252 mm |
| Gewicht | ± 5 kg |
| Ausgangsspezifikationen | 660 V max. / 4 MHz |
| Eingangsspezifikationen | 110-230 V / 50-60 Hz / 125 VA |
| Klassifizierung der verwendeten Teile | Typ BF |
| Produkt REF | 00MEDRF4000 |

Vorteile.

+ Mehr Behandlungen

Unendliche Anwendungsmöglichkeiten durch einfache Softwareinstallation auf dem MedRF4000®.

+ Mehr Informationen

Behalten Sie die Kontrolle dank der Live-Informationen auf dem Touchscreen während der Behandlung.

+ Mehr Zeit

Sparen Sie und Ihr Patient Zeit durch eine ambulante Behandlung und einer schnellen elektronischen Übertragung von Informationen in die der Patientenakte.

+ Mehr Flexibilität

Ein kleines, tragbares Gerät, das Sie von einem Behandlungsort zum anderen mitnehmen können.

+ Mehr Komfort

Helfen Sie Ihren Patienten das ganze Jahr über und beruhigen Sie sie mit eine schnelle Behandlung ohne Krankenhausaufenthalt und ein minimales Komplikationsrisiko.

+ Mehr Zukunft

Mit dem MedRF4000® bleibt Ihre Praxis relevant:
Der intelligente Generator ist kompatibel mit allen bestehenden und zukünftigen Behandlungsverfahren.

F Care Systems.

Das belgische Unternehmen F Care Systems entwickelt seit 2001 medizinische und ästhetische Geräte, die mit Radiofrequenz arbeiten. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit erfahrenen Ärzten, in der Regel aus Universitätskliniken auf der ganzen Welt.

Jede Innovation, die F Care Systems auf den Markt bringt, zielt darauf ab, das tägliche Leben des Patienten so wenig wie möglich zu stören und gleichzeitig eine möglichst positive therapeutische Wirkung zu erzielen. Das Unternehmen bietet Bauchchirurgen, Dermatologen, Proktologen, Kolorektal - und Gefäßchirurgen eine Alternative zu aggressiven Behandlungen. F Care Systems ist weltweit das einzige Unternehmen mit einem Gerät, das ausschließlich die Radiofrequenz als primäre Technologie nutzt.

F Care Systems hat Standorte in Frankreich, Deutschland, den USA und Hongkong und vertreibt seine Produkte weltweit. Die verwendeten Komponenten werden hauptsächlich von europäischen Herstellern bezogen. Die Geräte werden in Belgien zusammengebaut.

ZERTIFIKATE

CE1304
ISO 13485
FDA-USA



F Care Systems NV (HQ)

Uitbreidingstraat 42-46
2600 Antwerp
BELGIUM

Tel +32 3 451 51 45
Fax +32 3 451 51 39

F Care Systems France SARL

13 bis Av. de La Motte-Picquet
75007 Paris
FRANCE

Tel +33 1 78 90 04 93
Fax +33 1 76 21 90 98
Mob +33 6 61 07 75 75

F Care Systems Germany GmbH

Oberstraße 3
47829 Krefeld
GERMANY

Tel +49 2151 4799420
Fax +49 2151 4799425

F Care Systems USA LLC

11098 Biscayne Blvd, Suite 301
Miami, FL, 33161
UNITED STATES

Tel +1 786 288 0740
Mob +1 305 987 1822

